

vetFIX

Stabilisierung und Positionierung
in der Veterinärmedizin




Was ist vetFIX?

vetFIX besteht aus **zwei Komponenten**:


PATCH (Mehrwegkomponente)

- Individuell **teilbar**
- Klebefläche für die Anbringung an der **vorhandenen Einrichtung** (Untersuchungs- und OP-Tische, Schalen, Polster etc.) oder zum **Einhängen an der Normschiene**



FLEECE-BAND (Einwegkomponente)

- 15 cm breit **auf Rolle** geliefert (standard)
- **Situationsabhängige** Wahl der **Länge**
- In **weiß** oder **blau** erhältlich
- Verbindet sich mit dem **Patch** durch sanftes Andrücken



Kontakt und Bestellung

Österreich

Moeck GmbH
1150 Wien, Nobilegasse 49/3
info@moeck.at

International

Medstorm GmbH
2331 Vösendorf, Ortstraße 90a/3/5
vet@medstorm.at



vetfix.at

Hygiene

- 100% **Polypropylen**
- **Keine Keimübertragung** von Tier zu Tier
- **Single Patient Use**
- Patch einfach zu **entflusen** und zu **desinfizieren**



Spenderbox

- **wischbar, wiederbefüllbar**
- Aus **100% Recycling-Pappe**
- **Regional** hergestellt (OÖ)
- 100% **recyclingfähig** im Altpapier



Sicherheit für das Tier



- **Flexible** Anbringung der **Fixierung**
- **Individuelle Positionierung** des Körpers wird unterstützt
- Sanft durch **breite Auflagefläche**



- **Vermeidung von Stauung** in den **Pfoten**
- Praktischer **Durchlass** für Infusionszugänge
- **Lautloses** Entfernen
- **Minimiertes Risiko** von Kreuzinfektionen

vetFIX

Arbeitssicherheit für Ihr Personal



- Sichern des Tieres während allen **bildgebenden Untersuchungen**
- Der **Röntgenbereich** kann während der Durchleuchtung **verlassen** werden
- Stabilisierung der zu untersuchenden Körperstellen **ohne zusätzliche Assistenz**

